



RESPIRON KIDS

Exercitador e Incentivador Respiratório. Respiron Kids foi especialmente desenvolvido e é indicado para iniciação do condicionamento respiratório de crianças. É colorido e vem com adesivos para decorar o aparelho, tornando o exercício mais lúdico e divertido, incentivando a criança a fazer as sessões.

Esforço Exigido: Baixo.

É indicado para iniciação do exercício respiratório de crianças que necessitam de melhora do condicionamento respiratório;

Somente 5 minutos ao dia - resultado em 4 semanas!

Principais benefícios:

- •Incentiva a respiração profunda;
- •Promove a recuperação do desempenho pulmonar;
- •Alivia a falta de ar.

Benefícios adicionais: 'drug free', exercita a musculatura respiratória; importante auxiliar na prevenção de doenças pulmonares.

OBS: Esse produto não é um brinquedo e deve ser utilizado sempre sob a supervisão de um adulto.

Referência: 1000







RESPIRON EASY

Exercitador e Incentivador Respiratório.

Respiron Easy é o modelo que oferece a menor carga ao exercício, por isso é indicado para iniciação do condicionamento respiratório de idosos e pessoas mais debilitadas.

Esforço Exigido: Baixo.

É Indicado para iniciação do exercício respiratório de idosos que buscam qualidade de vida e melhora do desempenho físico.

Somente 5 minutos ao dia - resultado em 4 semanas!

Principais benefícios:

- •Incentiva a respiração profunda;
- •Promove a recuperação do desempenho pulmonar;
- •Alivia a falta de ar.

Benefícios adicionais: 'drug free', exercita a musculatura respiratória; importante auxiliar na prevenção de doenças pulmonares.

Referência: 1001









Exercitador e Incentivador Respiratório.

Modelo original da linha com as conhecidas propriedades para ganho de força da musculatura respiratória, agora com melhorias tecnológicas.

Esforço Exigido: Médio

Indicado para iniciação do exercício respiratório de pessoas sedentárias que buscam qualidade de vida e melhora do desempenho físico.

Somente 5 minutos ao dia - resultado em 4 semanas!

Principais benefícios:

Alivia a falta de ar;

- •Aumenta a tolerância ao exercício;
- •Proporciona ganho de qualidade de vida;
- •Clinicamente indicado para portadores de DPOC, ASMA, insuficiência cardíaca e recuperação Covid;
- •Fortalecimento da musculatura respiratória (TMI).

Benefícios adicionais: 'drug free'; exercita a musculatura respiratória; diminui a sensação de cansaço, importante auxiliar na prevenção de doenças pulmonares; ideal para diminuir a falta de ar em atividades do cotidiano como caminhar, subir escadas e muitas outras.

Referência: RE1002











RESPIRON ATHLETIC 1

Exercitador da musculatura respiratória.

O Respiron Athletic 1 foi desenvolvido para o condicionamento respiratório de pessoas saudáveis que estão iniciando a prática de atividades físicas e buscam melhora do desempenho respiratório.

Esforço Exigido: Médio/Alto.

É Indicado para pessoas saudáveis que estão iniciando a prática de atividades físicas leves.

Somente 5 minutos ao dia - resultado em 4 semanas!

Principais benefícios:

- •Fortalece a musculatura respiratória;
- •Melhora o aproveitamento dos exercícios;
- •Ganho de qualidade de vida.

Benefícios adicionais: 'drug free', maior amplitude respiratória e capacidade de retomada aérea, especialmente para cantores, atores e músicos. Auxilia a expansão dos pulmões para praticantes de caminhadas, yoga, exercícios leves, dentre outros; diminui a sensação de cansaço.

Referência: RE1004





SHAKER CLASSIC

Shaker Classic é um **exercitador respiratório** e incentivador da higiêne brônquica de oscilação oral de alta frequencia, desenvolvido para mobilizar as secreções pulmonares, facilitando e **estimulando a expectoração** sem o uso de medicamentos.

Principais benefícios:

- Produz vibrações na caixa torácica;
- •Mobiliza as secreções (catarro);
- •Facilita a expectoração.

Exercitador respiratório amplamente utilizado na **fonoaudiologia**, trazendo benefícios como:

- •Aquecimento e desaquecimento vocal;
- Melhora da disfagia (dificuldade para engolir);
- •Melhora no encurtamento muscular;
- •Utilizado em escolas de músicas e corais.

Benefícios adicionais: 'drug free', reduz a dispnéia (falta de ar); reduz a fadiga; aumenta a eficiência respiratória; fácil de usar.

Referência: SH2000













New Shaker é a segunda geração da linha Shaker, com novo design e novo bocal. É um exercitador respiratório e incentivador da higiêne brônquica de oscilação oral de alta frequencia, desenvolvido para mobilizar as secreções pulmonares, facilitando e estimulando a expectoração sem o uso de medicamentos!

Principais benefícios:

- Produz vibrações na caixa torácica;
- Mobiliza as secreções;
- •Facilita a expectoração.

Exercitador respiratório amplamente utilizado na fonoaudiologia, trazendo benefícios como:

- •Aquecimento e desaquecimento vocal;
- •Melhora da disfagia (dificuldade para engolir);
- •Melhora no encurtamento muscular;
- •Utilizado em escolas de músicas e corais.

Benefícios adicionais: reduz a dispnéia (falta de ar); reduz a fadiga; aumenta a eficiência respiratória; fácil de usar; 'drug free'.

Referência: SH2001







SHAKER PLUS

Shaker Plus é a terceira geração da linha Shaker, com novo design e novo fluxo de ar interno.

É um **exercitador respiratório** e incentivador da higiêne brônquica de oscilação oral de alta frequencia, desenvolvido para mobilizar as secreções pulmonares, facilitando e estimulando a expectoração e sem uso de medicamentos.

Principais benefícios:


- Produz vibrações na caixa torácica;
- Mobiliza as secreções (catarro);
- •Facilita a expectoração.

Exercitador respiratório amplamente utilizado na fonoaudiologia, trazendo benefícios como:

- Aquecimento e desaquecimento vocal;
- •Melhora da disfagia (dificuldade para engolir);
- •Melhora no encurtamento muscular;
- •Utilizado em escolas de músicas e corais.

Benefícios adicionais: 'drug free', reduz a dispnéia (falta de ar); reduz a fadiga; aumenta a eficiência respiratória; fácil de usar.

Referência: SHMP2002











Benefícios do Shaker

- Produz vibrações na caixa torácica;
- Mobiliza as secreções;
- •Facilita a expectoração;
- •Reduz a dispnéia (falta de ar);
- •Auxilia na prevenção de doenças bronco-pulmonares;
- •Restabelece as funções pulmonares;
- •"Drug free";
- Resultados imediatos;
- •Também indicado para quadros de hipersecreção associados a infecções pulmonares, asma, bronquites, enfisema e bronquiectasias.

Como usar o Shaker

- 1. Sente-se ou deite-se relaxadamente com elevação da cabeceira e segure o aparelho com firmeza, mantendo o bocal na posição horizontal;
- 2. Realize uma inspiração lenta e profunda;
- 3. Adapte o bocal à boca, vedando bem com os lábios, de modo que se sinta confiável;
- 4. Realize uma pausa de 2 a 3 segundos e expire todo ar com a boca tranquilamente (evitando a fadiga);
- 5. Inspire e expire algumas vezes, suavemente, pelo nariz;
- 6. Faça o exercício variando:
- -A inclinação do aparelho de forma a encontrar aquela que produza maior vibração na caixa torácica;
- -A intensidade do fluxo de ar expirado, também de forma a encontrar aquela que produza maior vibração na caixa torácica.
- 7. Expulse a secreção brônquica (catarro) que se mobilizar durante o exercício, tossindo suavemente e expectorando;
- 8. Repetir esse processo por aproximadamente 10 vezes ou até atingir higiene brônquica;
- * Prescrição variável de acordo com a situação clínica de cada paciente e orientação médica ou fisioterapêutica.

